

11	Kolimacja wiązki prom. sterowana pilotem bezprzewodowym IV STACJA OPERATORA, SYSTEM	Wskazane rozwiązanie preferuje firma PHILIPS. Oceniany parametr nie ma żadnego znaczenia przy wykonywaniu badań, a wręcz przeciwnie. Może spowodować uruchomienie jakieś funkcji przez osoby nie uprawnione. Prosimy o modyfikację wskazanego parametru w następujący sposób: „Kolimacja wiązki prom. sterowana manualnie, automatycznie lub za pomocą pilota”
V	STÓL PACJENTA Z ELEKTRYCZNIE PODNOSZONYM BLATEM	Bucky Stół TH firmy PHILIPS
4	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta - > 110	Wskazany parametr spełnia firma PHILIPS, gdzie przesuw pacjenta wynosi powyżej 110 cm Prosimy o dopuszczenie stołu pacjenta z przesuwem płyty pacjenta ≥ 102 cm
6	Elektrycznie regulowany poziom blatu w zakresie - > 40 cm	Wskazany parametr spełnia firma PHILIPS .Parametr ten nie ma żadnego znaczącego wpływu na zakres i jakość badań. Prosimy o dopuszczenie stołu z regulowanym elektrycznie poziomem blatu w zakresie ≥ 30 cm