

VI	STATYW PŁUCNY		Statyw VM firmy PHILIPS
1	Zmotoryzowany ruch statywu - góra-dół		Protestujący wskazuje, że ruch motorowy góra - dół powoduje większą awaryjność opisywanego systemu a także spowolnienie pracy w pracowni. Prosimy o dopuszczenie ruchu mechanicznego, tak jak oferuje większość producentów.
5	Ruch wzdłużny kolumny ze statywem w stosunku do osi długiej stołu pacjenta w zakresie - > 350cm		Protestujący wskazuje, iż tylko statyw VM firmy PHILIPS oferuje ruch wzdłużny kolumny ze statywem w stosunku do osi długiej stołu pacjenta. Wskazanego parametru nie jest w stanie wskazać żaden inny producent
6	Najniższe położenie punktu centralnego (środką) matrycy od podłogi - < 35cm		Protestujący wskazuje, iż tylko statyw VM firmy PHILIPS spełnia podany parametr
7	Możliwość ustawienia płaszczyzny detektora statywu wzdłuż całej osi długiej stołu w celu wykonania projekcji bocznych (wiązka pozioma) pacjenta ułożonego na stole lub rozwiązanie alternatywne umożliwiające projekcje boczne(wiązka pozioma) na stole RTG z wykorzystaniem techniki cyfrowej (DR)		Protestujący wskazuje, iż żaden inny producent poza firmą PHILIPS nie oferuje ocenianej funkcji.

2. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu analogowego ze skopii

Jedyny aparat spełniający wymagania Zamawiającego: aparat Duo Diagnost firmy PHILIPS
Jedyni wykonawcy mogący złożyć ważną ofertę: PHILIPS, Panamed, Euromed



Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177 46-96

MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
NIP 781-17-62-854, tel. 061 84 83 680

Marcin Adamczak
Wiceprezes Zarządu
Medical Systems Sp. z o.o.